



## Inhalt des Glucosefine<sup>®</sup> Pro

### Messgeräte-Sets

(PZN: 11537111 / Art.-Nr. 4239006)

- Blutzucker-Messgerät
- 10 Blutzucker-Teststreifen
- Stechhilfe
- 10 Lanzetten zur Blutentnahme
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Blutzuckerpass
- Funktionelles Etui
- 1 x 1,5 V AAA Batterie

Zubehör / Verbrauchsmaterial	PZN	Art.-Nr.
<b>Glucosefine<sup>®</sup> Pro</b> Blutzucker-Teststreifen (50 St.)	11537128	4209007
<b>Glucosefine<sup>®</sup> Pro</b> Lanzetten (200 St.)	11537140	4226009
<b>Glucosefine<sup>®</sup> Pro</b> Kontroll-Lösung (2 x 4 ml)	11537134	4212008
<b>Glucosefine<sup>®</sup> Pro</b> USB-Datenkabel	--	4241010
<b>Glucosefine<sup>®</sup> Pro</b> Bluetooth-Dongle	--	4224011

### Technische Daten (Auszug):

Probenvolumen	0,5 µl
Messzeit	6 Sekunden
Messbereich	20-650 mg/dL (1,1-36,1 mmol/L)
Kalibrierung	Plasma-kalibriert
Probentyp	Kapillares Vollblut
Speicherkapazität	1.000 Messwerte
Gewicht	60 g (inklusive Batterien)



Noch Fragen? Wir sind gern telefonisch für Sie da!

© Gabi Moisa - Fotolia.com




### METRADO GmbH

Auf Pfuhlst 1  
D-66589 Merchweiler  
Tel. +49 (0)6825 952278-0  
[www.metrado.de](http://www.metrado.de)

Mit freundlicher Empfehlung

GFP-PIF-MTR-D Rev. 2018-04-19



**Glucosefine<sup>®</sup> Pro**  
Blutzucker-Mess-System

© goodluz - Fotolia.com

## Blutzucker-Mess-System:

## Gönnen Sie sich das Pro an Sicherheit!

-  Blutmenge nur 0,5 µl
-  Messergebnis nach nur 6 Sekunden
-  Hämatokrit-Bereich: 20 - 65 %
-  Keton-Warnung
-  Extra großes beleuchtetes Display
-  Beleuchteter Teststreifen-Einschub
-  Hygienischer Teststreifen-Auswurf
-  Datenauswertung per USB-Datenkabel oder Bluetooth-Dongle
-  4 Mess-Modi einstellbar
-  4 Alarme zur Einhaltung Ihres Testplans



### Messergebnis nach 6 Sekunden

In nur 6 Sekunden stellt das **Glucosefine<sup>®</sup> Pro**-Blutzucker-Mess-System zuverlässige Daten bereit.

### Geringe Blutmenge

Das **Glucosefine<sup>®</sup> Pro**-Blutzucker-Mess-System benötigt zur Messung nur 0,5 µl Blut.

### Teststreifen-Auswurf

Die praktische Auswurfaste gewährleistet die sichere Entfernung des benutzten Teststreifens. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn der Patient die Messung nicht selbst durchführt.

### Extra großes Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das extra große, beleuchtete Display ermöglicht das schnelle und sichere Ablesen der ermittelten Werte.

### Einfache Bedienung

Durch große Tasten ist die Bedienung des **Glucosefine<sup>®</sup> Pro**-Blutzucker-Mess-Systems sehr benutzerfreundlich.